



Removalon®-I

Instrumentenreiniger



premier® Inspired solutions
for daily dentistry®



Hersteller:
Premier® Dental Products Company
1710 Romano Drive,
Plymouth Meeting, PA 19462 U.S.A.
888-670-6100 • 610-239-6000
premierdentalco.com · Hergestellt in den USA



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany



premierdentalco.com/promise

Vorgesehene Verwendung:

Dient zum mühelosen, raschen und gefahrlosen Lösen von Carboxylat-, Glasionomer- und Zinkphosphatzement von Instrumenten, orthodontischen Bändern, Kronen, Brücken, Veneers, Glasplatten, Inlays usw.

Produktbeschreibung:

Premier® Removalon®-I ist ein wasseraktivierter Instrumentenreiniger, der abgebundene Zemente von Dentalinstrumenten entfernt. Removalon®-I Trockenpackung ist ein konzentriertes Pulver, das sich schnell auflöst und eine sichere und effektive Lösung bildet.

Kontraindikationen:

Removalon®-I unter den folgenden Bedingungen nicht verwenden:

- Behälter oder Deckel zerbrochen oder beschädigt.
- Behälter lässt sich nicht vollständig auseinanderziehen.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Nur zum Einmalgebrauch, Einwegprodukt.
- Nicht mit anderen Reinigungsmitteln oder Fremdstoffen mischen.
- Produkt nur im Originalbehälter aufbewahren.
- Überverdünnung vermeiden.
- Behälter auseinanderziehen und mit Leitungswasser (vorzugsweise warmem) füllen.
- Exponierte Haut und Hände nach Anwendung gründlich waschen.

WARNHINWEISE:

- Bei Exposition Kontaktlinsen herausnehmen.
- AUGEN – 15 Minuten mit reichlich Wasser spülen. Falls die Reizung anhält, einen Arzt aufsuchen.
- HAUT – Mit reichlich Wasser spülen.
- VERSCHLUCKEN – Reichlich Wasser trinken. Sofort einen Arzt aufsuchen.

Unerwünschte Ereignisse:

- BEI VERSCHLUCKEN –
 - »Schädlich, kann Übelkeit und Erbrechen verursachen.
 - »Kann Reizungen im Mund- und Rachenraum verursachen.
 - »Kann allergische Reaktionen verursachen.
- Kann Hautreizungen, Augenschäden und allergische Hautreaktionen verursachen.

Sollte ein schwerwiegender Vorfall im Zusammenhang mit dem Produkt auftreten, melden Sie diesen Vorfall bitte dem Hersteller und/oder der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaates, in dem das Produkt verwendet wurde.

Inhalt und Lieferumfang:

Art.-Nr.	Produkt/Gerät
9011005	Removalon-I TR.-PKG. 6er-KARTON
8101998	Removalon-I TR.-PKG. EINZELPACKUNG

Materialien:

Zitronensäure, anhydrisches Granulat, umweltfreundlich und biologisch abbaubar.

GBRAUCHSANWEISUNG:

- FlipTop-Verschluss oder Deckel öffnen.
- Flasche aufrecht und vom Gesicht abgewandt halten, um das Einatmen von Staub zu vermeiden. In die Höhe halten.
- Kappe abschrauben und mit warmem Leitungswasser auffüllen (siehe Abbildung).
- Gut schütteln (15 bis 20 Sekunden lang).

Ohne Ultraschallgerät:

- Removalon®-I in einen Metall-, Glas- oder Plastikbehälter füllen, sodass die Füllhöhe ausreicht, um alle zu reinigenden Bereiche der Instrumente zu bedecken.
- Instrumente usw. in Removalon-I einlegen und einweichen lassen.
- Die erforderliche Zeitdauer bis zur Ablösung hängt vom Grad der Abbindung und der Stärke der Zemente ab. Die Durchschnittszeit beträgt 15 Minuten.
- Längeres Eintauchen verursacht Oberflächenverfärbung. Nach 15 Minuten entfernen.

Mit Ultraschallgerät:

- Den Becher oder Reinigungsbehälter mit Removalon-I füllen.
- Die zu reinigenden Instrumente eintauchen, wobei die Bereiche, die Zement enthalten, unbedingt mit Removalon-I bedeckt sein müssen.
- Die Durchschnittszeit für die Zementauflösung beträgt 5 Minuten.
- Instrumente nach dem Herausnehmen aus der Removalon-I-Lösung mit Wasser abspülen.
- Sollte Removalon-I mit der Haut in Berührung kommen, gründlich mit Wasser abwaschen.
- Removalon-I ist wiederverwendbar, die gebrauchte Lösung sollte aber entsorgt werden, wenn sich eine hinreichende Menge an Ablagerungen angesammelt hat.

Lagerung:

Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung lagern.

Haltbarkeit:

Das Produkt hat kein Verfallsdatum.

Entsorgung:

Nach der Verwendung sollte das Produkt als biogefährlicher medizinischer Abfall entsprechend den Richtlinien/Verfahren der Einrichtung oder Institution entsorgt werden.

Für weitere Informationen:

Das SDB oder die Gebrauchsanweisung erhalten Sie unter www.premierdentalco.com oder telefonisch bei Premier unter +1-610-239-6000.

Symbole	Symbolbedeutung
	Hersteller
	Chargennummer
	Warnung, siehe Gebrauchsanweisung
	Kühl und trocken lagern
	Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden
	Medizinprodukt
	UKCA