



Removalon®-I

Limpiador de instrumentos



premier® Inspired solutions
for daily dentistry®



Fabricante:

Premier® Dental Products Company
1710 Romano Drive,
Plymouth Meeting, PA 19462 EE. UU.
888-670-6100 • 610-239-6000

premierdentalco.com • Fabricado en EE. UU.



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany



premierdentalco.com/promise

Instrucciones de uso
n.º 90115-2 0421097 Rev0 PDF

Uso previsto:

Está pensado para disolver de forma fácil, rápida y segura los cementos de carboxilato, ionómero de vidrio y fosfato de zinc de instrumentos, bandas ortopédicas, coronas, puentes, carillas, placas de vidrio, incrustaciones inlay, etc.

Descripción del dispositivo:

Premier® Removalon®-I es un limpiador de instrumentos activado por agua que elimina los cementos fraguados de los instrumentos dentales. Removalon®-I dry pack es un polvo concentrado, que se disuelve rápidamente formando una solución segura y eficaz.

Contraindicaciones:

No utilice Removalon®-I en las siguientes condiciones:

- Si el envase o la tapa se encuentran rotos/dañados.
- El envase no puede extenderse completamente.

PRECAUCIONES:

- De un solo uso, desechable.
- No lo mezcle con otros detergentes o contaminantes.
- Mantenga el producto almacenado solo en el envase original.
- Evite la dilución excesiva.
- Extienda el recipiente y se recomienda que lo llene con agua tibia del grifo.
- Lávese bien la piel y las manos después de la manipulación.

ADVERTENCIAS:

- Quítense las lentes de contacto, en caso de exposición.
- **OJOS** – Aclare con gran cantidad de agua durante 15 minutos. Si la irritación persiste, busque atención médica.
- **PIEL** – Aclare con gran cantidad de agua.
- **INGESTIÓN** – Beba gran cantidad de agua. Contacte con el médico rápidamente.

Acontecimientos adversos:

- EN CASO DE INGESTIÓN:
 - » Nocivo, puede provocar náuseas y vómitos.
 - » Puede ser irritante para la boca y la garganta.
 - » Puede provocar una reacción de tipo alérgico.
- Puede causar irritación cutánea, lesiones oculares y reacciones cutáneas alérgicas.

Si ha ocurrido un incidente grave relacionado con el producto, informe acerca de él al fabricante o a la autoridad competente del Estado miembro donde se haya utilizado.

Contenido y disposición:

Número de artículo	Producto/dispositivo
9011005	Removalon-I DRY PK CAJA DE 6
8101998	Removalon-I DRY PK INDIVIDUAL

Materiales:

Formulación granular de ácido cítrico anhidro, respetuosa con el medio ambiente y biodegradable.

INDICACIONES DE USO:

- Abra el tapón.
- Mantenga el frasco derecho y alejado de la cara para evitar la posible inhalación de polvo. Levántelo.
- Desenrosque el tapón y llene con agua caliente del grifo hasta aquí.
- Agite bien durante 15-20 segundos.

Sin máquina ultrasónica:

- Vierta Removalon®-I en un recipiente de metal, vidrio o plástico hasta una profundidad que cubra las áreas de los instrumentos que se van a limpiar.
- Coloque los instrumentos, etc. en Removalon-I y déjelos en remojo.
- El tiempo necesario para la disolución depende del grado de fraguado y del grosor de los cementos. El tiempo medio es de 15 minutos.
- Una inmersión prolongada provocará la decoloración de la superficie. Retire después de 15 minutos.

Con máquina ultrasónica:

- Llene el vaso o recipiente para el baño con Removalon-I.
- Sumerja los instrumentos que se van a limpiar, asegurándose de que las zonas que contienen cemento están cubiertas con Removalon-I.
- El tiempo medio de disolución del cemento es de 5 minutos.
- Después de retirar la solución de Removalon-I, enjuague los instrumentos con agua.
- Si Removalon-I entra en contacto con la piel, lávese bien con agua.
- Removalon-I se puede reutilizar; la solución usada debe desecharse cuando se haya acumulado una cantidad suficiente de residuos.

Almacenamiento:

Almacene en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa.

Duración:

El producto no tiene fecha de caducidad.

Eliminación:

Después del uso, elimine como un residuo médico biopeligroso de acuerdo con las directrices/procedimientos del centro o la institución.

Para más información:

Para obtener la FDS (ficha de datos de seguridad) o las instrucciones de uso, visite premierdentalco.com o llame a Premier al 610-239-6000.

Símbolos	Significado del símbolo
	Fabricante
	Número de lote
	Advertencia; consulte las instrucciones de uso
	Almacene en sitio fresco y seco
	Evite la luz solar directa
	Producto sanitario
	UKCA